



Pols-, duim- of vingerklachten ?

Het zijn kleine blessures, maar vaak erg lastig, de hand en daarmee de pols-, duim of vingers gebruik je immers bij van alles en nog wat en dan merk je des te meer als je een blessure hebt.

Bij de BlessuroTheek hebben we diverse eenvoudige braces die de pols-, duim-, of vingerblessure de nodige rust kunnen geven om zo de blessure snel te genezen.

Kom bij ons passen,
wat zit bij u perfect, waarmee functioneert u beter
en zijn uw klachten minder?

**De Rafys Pols Braces zijn verkrijgbaar
via de Blessurotheek, apotheek of bandagist**

RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen



Met de Rafys Polsbandages brengt u de pols in zijn veilige neutrale positie. Naargelang de ernst van de distorsie zal de bewegelijkheid van het polsgewricht beperkt worden. Diverse uitvoeringen beperken de provocerende pijnlijke bewegingen: extensie, flexie of beide.

1. Rafys Polsband met Ring

De Rafys Polsband met Ring is anatomisch gevormd, d.w.z. dat de richting van de hand iets wijder is genaaid (1), de bandage kan dan wat meer distaal worden opgeschoven en dit geeft een betere afremming dan een rechtgenaaide polsbandage.

De licht elastische uitvoering heeft nog een klein elastisch tussenstukje (2) om de aanpassing aan de individuele pols nog meer te optimaliseren.



2. Rafys Polsband met Duimlus

De Rafys Polsband met duimlus is een breed elastische polsband, die een soepele afremming in alle richtingen geeft door:

- a. zijn verloop naar de hand
- b. de duimlus die de polsband in positie houdt.



3. Rafys Polswikkel

De meest eenvoudige en minst remmende polsbandage is de Rafys Polswikkel. De polswikkel is voor links en rechts geschikt en kan in ADL en SPORT worden gebruikt. In neopreen uitvoering.

4. Rafys PolsBrace ADL/ Sport

Deze brace bestaat in textiel en neopreen uitvoering. Voordeel van de textiel ten opzichte van de neopreen is dat textiel meer ademt en minder warm is. Op de afbeelding staat de standaard uitvoering met één fixatieband(1). Deze polsbrace is uitgevoerd met een metalen ADL spalk en een soepele baleinen Sport spalk. Deze zijn makkelijk te verwisselen, zie (2).

In de sport uitvoering, met de flexibele baleinen spalk en de dwarsband (1), is er een redelijke eindstandige afremming met mogelijkheid tot sportbeoefening.





5. Pol Brace MultiFunctioneel

De Rafys Pol Brace MultiFunctioneel kan zowel voor links als voor rechts worden gebruikt. Er worden standaard één fixatieband (1), één demontabele spalkhouder (2), één metalen ADL spalk en één soepele baleinen spalk bij geleverd. De spalkhouder kan naar keuze - m.b.v. klitband - onder of boven worden gepositioneerd, zodat men resp. de palmar- of dorsaalflexie afremt.

6. Rafys Middenhand Brace

Deze bestaat uit een neopreen onderbandage, die op zich enig extra verband in de middenhand brengt en daarnaast uit een tweede aantrekband die zorgt voor extra stevigheid in een instabiele middenhand.

7. Rafys Pols-Duimbrace

De Rafys Pols - Duimbrace kan zowel voor links als rechts gebruikt worden. Er worden standaard een fixatieband (1), twee polsspalken en twee duimspalken bij geleverd. De duimspalkhouder is vast op de bandage genaaid (2). De polsspalkhouder is demontabel (3) en kan boven of onder op de bandage worden gepositioneerd. Men kan de spalken gemakkelijk verwisselen. Bij 4 een polssportspalk, bij 5 een duim sportspalk. Men kan zo de mate en de aard van de bewegingsbeperking vrij kiezen.



8. Rafys Oppo-Repositie Brace

a. Repositie afremmen

De brace wordt dan zoals op de foto aangelegd. Als de aantrekband over de handpalm loopt en de duim in oppositie trekt, wordt de repositie beperkt.

b. Oppositie afremmen

Als dezelfde brace andersom wordt aangelegd, de aantrekband over de handrug loopt en de duim in repositie trekt, wordt de oppositie tegengegaan.



9. Rafys VingerBrace

Met de Rafys Vingerbraces kan men op diverse wijzen de beweeglijkheid van de vingers beperken.

a. Vingerbrace Kort

hier beperkt men de beweeglijkheid van alléén het metacarpophalangeale gewricht.

De brace kan ook als carpaaltunnelbrace gebruikt worden, de bewegingen van de pezen in de carpaaltunnel worden beperkt terwijl er nog voldoende vingerfunctie vrij blijft.

b. Vingerbrace Middel

Met de brace kan men zowel de beweeglijkheid van het metacarpophalangeale gewricht en het eerste interphalangeale gewricht beperken.

c. Vingerbrace Lang

Met de vingerbrace lang kan men de beweeglijkheid van het metacarpophalangeale gewricht en het beide interphalangeale gewrichten beperken.



Verkrijgbaar bij:

Meer info

Vraag raad in de
BlessuroTheek

of bij **Rafys België**

info@ergomedics.be

T 03 257 03 58

F 03 238 80 09